

150 mm

200 mm

# OCAL® EUPHRASIA PLUS 100ml

Eye Wash | Oogbad | Bain Oculaire | Augenbad

with **Aloe Vera**



## EN - EYE WASH

Eye wash solution with Sodium hyaluronate, Euphrasia extract (Euphrasia officinalis) and Aloe Vera gel. For moisturising and cleaning dry, tired, red, gritty or irritated eyes and eyelids.

### Indications

- Relieves dry, tired, red, gritty or irritated eyes.
- Relieves environmental ocular stress due to excessive exposure to wind, dust, air conditioning, dry and polluted air, closed and smoky rooms, or prolonged contact with sea or swimming pool water.
- Relieves visual stress due to prolonged computer use, unfavourable lighting conditions or night driving.
- For rinsing dust, pollen and other foreign bodies from the eye.
- For rinsing eye cream and eye ointment residues from the eye.
- Provides relief in case of prolonged use of contact lenses.
- Compatible with homeopathic treatments.
- For children over 3 years of age.

### Instructions for Use

#### Use with eye bath

- Before each application, rinse the eye bath well with the solution.
- Fill the eye bath with the solution.
- Rest the eye bath on your eye.
- Slightly tilt your head keeping your eye open to allow contact with the solution for a few seconds.
- If necessary, repeat the operation several times, replacing the solution each time.
- Rinse the eye bath with water after each use.
- Dispose according to local laws.

#### Use without eye bath

- Irrigate your eye with abundant solution being careful never to let the tip of the bottle touch the eye.
- Wait a few seconds and repeat the operation a few times.
- For a more effective result, you can repeat the treatment several times a day.
- Dispose according to local laws.

### Warnings

- In case of eye irritation, stop using the product and contact a specialist.
- Do not use in case of allergy or hypersensitivity to any of the product components.
- Store in a dry place between 5 and 35°C.
- Keep out of the reach of children
- Do not swallow.
- Do not let the tip of the bottle touch your eye or eyelid.
- Do not mix the solution with other fluids.
- Do not use the product while wearing contact lenses.
- Always wash the eye bath before using it with the solution.
- Do not use the product after expiry date.
- Use within 90 days of first opening
- Sterile until opened.
- Do not use the product if the bottle appears damaged.
- Do not reuse the solution.
- Close the bottle firmly after each use.

### Composition

Hyaluronic acid 0.02%, Aloe Vera gel, Euphrasia (Euphrasia officinalis), Disodium edetate, PHMB, isotonic solution buffered to pH 7.2

### Does not contain

Benzalkonium chloride, chlorhexidine, parabens, fenoxethanol, thiomersal and components of animal origin.

## NL - OOGBAD

Ocal Euphrasia Plus oogbad met Natriumhyaluronaat, Euphrasia-extract (Euphrasia officinalis) en Aloe vera gel. Voor het bevochtigen en reinigen van droge, vermoeide, rode of geïrriteerde ogen en oogleden, en bij een zanderig gevoel in de ogen.

### Indicaties

- Verlicht droge, vermoeide, rode of geïrriteerde ogen, en bij een zanderig gevoel in de ogen.
- Verlicht de belasting van de ogen als gevolg van overmatige blootstelling aan wind, stof, airconditioning, droge en vervuilde lucht, gesloten en rokerige ruimtes, of langdurig contact met zee- of zwembadwater.
- Verlicht stress aan de ogen als gevolg van langdurig computergebruik, ongunstige belichting of rijden in het donker.
- Voor het wegspoelen van stof, pollen en andere vreemde deeltjes uit het oog.
- Geschikt voor het uitspoelen van oogcrème en resten van oogzalf uit het oog.
- Zorgt voor verlichting bij langdurig gebruik van contactlenzen.
- Kan gebruikt worden in combinatie met homeopathische behandelingen.
- Voor kinderen vanaf 3 jaar.

### Gebruikswijze

#### Gebruik met oogbadje

- Spoel voor elke toepassing het oogbadje goed uit met de oplossing.
- Vul het oogbadje met de oplossing.
- Laat het oogbadje op het oog rusten.
- Kantel het hoofd lichtjes en houd het oog open om enkele seconden contact met de oplossing mogelijk te maken.
- Herhaal indien nodig de handeling meerdere keren en vervang elke keer de oplossing.
- Spoel het oogbadje na elk gebruik met water.
- Product weggoien volgens de geldende regels.

#### Gebruik zonder oogbadje

- Spoel het oog overvloedig met de oplossing en zorg ervoor dat de punt van de fles het oog niet raakt.
- Wacht een paar seconden en herhaal de handeling enkele keren.
- Voor een doeltreffender resultaat kunt u de behandeling meerdere malen per dag herhalen.
- Product weggoien volgens de geldende regels.

### Waarschuwingen

- Stop bij oogirritatie het gebruik van het product en neem contact op met een specialist.
- Niet gebruiken bij allergie of overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
- Op een droge plaats bewaren tussen 5 en 35°C.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet inslikken.
- Laat de punt van de fles uw oog of ooglid niet raken.
- Meng de oplossing niet met andere vloeistoffen.
- Gebruik het product niet terwijl u contactlenzen draagt.
- Was het oogbadje altijd uit voordat u het met de oplossing gebruikt.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.
- Gebruik binnen 90 dagen na eerste opening.
- Steriel tot geopend.
- Gebruik het product niet als de fles beschadigd lijkt.
- Gebruik de oplossing niet opnieuw.
- Sluit de fles goed na elk gebruik

### Samenstelling

Hyaluronzuur 0,02%, Aloë Vera-gel, Euphrasia (Euphrasia officinalis), Dinatriumedetaat, PHMB, isotone oplossing gebufferd bij pH 7,2

### Bevat geen

Benzalkonium chloride, chlorhexidine, parabenen, fenoxethanol, thiomersal en bestanddelen van dierlijke oorsprong.

The carton, container and instruction leaflet are recyclable.

Karton, verpakking en gebruiksaanwijzing zijn recyclebaar.

150 mm

200 mm

# OCAL® EUPHRASIA PLUS 100ml

Eye Wash | Oogbad | Bain Oculaire | Augenbad

with **Aloe Vera**



## FR - BAIN OCULAIRE

Bain oculaire Ocal Euphrasia Plus avec l'hyaluronate de sodium, l'extrait d'euphrasie (*Euphrasia officinalis*) et le gel d'Aloe vera. Pour hydrater et nettoyer les yeux et les paupières secs, fatigués, rouges, poussiéreux ou irrités.

### Indications

- Soulage les yeux secs, fatigués, rouges, poussiéreux ou irrités.
- Soulage la fatigue oculaire due à une exposition excessive au vent, à la poussière, à la climatisation, à l'air sec et pollué, aux zones fermées et enfumées, ou au contact prolongé avec l'eau de mer ou de piscine.
- Soulage le stress visuel dû à une utilisation prolongée de l'ordinateur, à des conditions d'éclairage défavorables ou à la conduite de nuit.
- Pour rincer la poussière, le pollen et d'autres particules étrangères de l'œil.
- Pour rincer les résidus de crème et de pommade oculaire des yeux.
- Apporte soulagement en cas d'utilisation prolongée de lentilles de contact.
- Peut être utilisé avec des traitements homéopathiques.
- Pour les enfants à partir de 3 ans.

### Mode d'emploi

#### Utilisation avec bain oculaire

- Avant chaque application, rincer bien le bain oculaire avec la solution.
- Remplissez le bain oculaire avec la solution.
- Reposez le bain oculaire sur l'œil.
- Inclinez légèrement la tête et gardez l'œil ouvert pour permettre le contact avec la solution pendant quelques seconds.
- Si nécessaire, répétez l'opération plusieurs fois et remplacez la solution à chaque fois.
- Rincer le bain oculaire à l'eau après chaque utilisation.
- Jetez le produit selon les règles applicables.

## Utilisation sans bain oculaire

- Rincer abondamment l'œil avec la solution en prenant soin de ne pas laisser l'embout du flacon toucher l'œil.
- Attendez quelques secondes et répétez l'opération quelques fois.
- Pour un résultat plus efficace, vous pouvez répéter le traitement plusieurs fois par jour.
- Jetez le produit selon les règles applicables.

### Avertissements

- En cas d'irritation des yeux, arrêtez d'utiliser le produit et contactez un spécialiste.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie ou d'hypersensibilité à l'un des ingrédients.
- Conserver dans un endroit sec entre 5 et 35°C.
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas avaler.
- Ne laissez pas le bout du flacon toucher votre œil ou votre paupière.
- Ne pas mélanger la solution avec d'autres fluids.
- Ne pas utiliser le produit en portant des lentilles de contact.
- Lavez toujours le bain oculaire avant de l'utiliser avec la solution.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Utiliser dans les 90 jours suivant la première ouverture.
- Stérile jusqu'à ouverture.
- Ne pas utiliser le produit si le flacon semble endommagé.
- Ne pas réutiliser la solution.
- Bien refermer le flacon après chaque utilisation.

### Composition

Acide hyaluronique 0,02%, Gel d'Aloe Vera, Euphrasia (*Euphrasia officinalis*), Edétate disodique, PHMB, solution isotonique tamponnée à pH 7,2.

### Ne contient pas

Chlorure de benzalkonium, chlorhexidine, parabenène, phénoxyéthanol, thiomersal et composants d'origine animale.

## DE - AUGENBAD

Ocal Euphrasia Plus Augenbad mit Natriumhyaluronat, Euphrasia-Extrakt (*Euphrasia officinalis*) und Aloe Vera-Gel. Zur Befeuchtung und Reinigung trockener, müder, roter, staubiger oder gereizter Augen und Lider.

### Indikationen

- Lindert trockene, müde, rote, staubiger oder gereizte Augen.
- Entlastet die Augen durch übermäßige Einwirkung von Wind, Staub, Klimaanlage, trockener und verschmutzter Luft, geschlossenen und verrauchten Räumen oder längerem Kontakt mit Meer- oder Schwimmbadwasser.
- Entlastet die Augen durch längere Computernutzung, ungünstige Beleuchtung oder nächtliches Autofahren.
- Zum Ausspülen von Staub, Pollen und anderen Fremdkörpern aus dem Auge.
- Zum Ausspülen von Creme- und Augensalbenresten aus dem Auge.
- Bietet Linderung bei längerem Gebrauch von Kontaktlinsen.
- Kann zusammen mit homöopathischen Behandlungen verwendet werden.
- Für Kinder ab 3 Jahren.

### Gebrauchsanweisung

#### Anwendung mit Augenbad

- Spülen Sie das Augenbad vor jeder Anwendung gut mit der Lösung.
- Füllen Sie das Augenbad mit der Lösung.
- Das Augenbad auf dem Auge ruhen lassen.
- Neigen Sie den Kopf leicht und halten Sie das Auge offen, um den Kontakt mit der Lösung einige Sekunden lang zu ermöglichen.
- Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals und ersetzen Sie die Lösung jedes Mal.
- Spülen Sie das Augenbad nach jeder Anwendung mit Wasser.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften.

## Anwendung ohne Augenbad

- Spülen Sie das Auge reichlich mit der Lösung aus und achten Sie darauf, dass die Spitze der Flasche das Auge nicht berührt.
- Warten Sie einige Sekunden und wiederholen Sie den Vorgang einige Male.
- Für ein effektiveres Ergebnis können Sie die Behandlung mehrmals täglich wiederholen.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften.

### Warnhinweise

- Bei Augenreizung das Produkt nicht mehr verwenden und einen Spezialisten aufsuchen.
- Nicht anwenden bei Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.
- An einem trockenen Ort zwischen 5 und 35°C lagern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht schlucken.
- Lassen Sie die Spitze der Flasche nicht Ihr Auge oder Augenlid berühren.
- Mischen Sie die Lösung nicht mit anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, während Sie Kontaktlinsen tragen.
- Waschen Sie das Augenbad immer, bevor Sie es mit der Lösung verwenden.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
- Innerhalb von 90 Tagen nach dem ersten Öffnen verwenden.
- Steril bis zum Öffnen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Flasche beschädigt erscheint.
- Die Lösung nicht wiederverwenden.
- Verschließen Sie die Flasche nach jedem Gebrauch fest.

### Zusammensetzung

Hyaluronsäure 0,02 %, Aloe Vera Gel, Euphrasia (*Euphrasia officinalis*), Dinatriumedetat, PHMB, isotonische Lösung gepuffert bei pH 7,2.

### Beinhaltet nicht

Benzalkoniumchlorid, Chlorhexidin, Parabenen, Phenoxyethanol, Thiomersal und Bestandteile tierischen Ursprungs.

Le contenant et la notice d'instructions sont recyclables.

Karton, Behälter und Gebrauchsanweisung sind recycelbar.



Distributor/Vertrieb/Distributeur/Verdeler:  
Blumont Ota Trading Ltd, MT c/o ID Phar,  
Atomveldstraat 8, 9450 Haaltert, BE  
www.blumontofta.com



via G. Galilei - Guidonia M. (RM) Italy



IFU1711.01